



Laboratory & Imaging Services
of The Medical Center
Part of Central Georgia Health System

Laboratory Specimen Collection Containers



Laboratory & Imaging Services
of The Medical Center
Part of Central Georgia Health System

Transport Bags





CENTRAL GEORGIA DIAGNOSTICS

Laboratory & Imaging Services
of The Medical Center
Part of Central Georgia Health System

Sputum Container Kit

5997834
ZSUC-2 (4507022)

Sputum Collection System
スピュータム・コレクションシステム
Système de prélèvement de crachats
Sputum Entnahmesystem
Sistema di raccolta espectorato
Sistema para colección de esputo

FALCON
U. S. Patent
No. 4,992,081

1 Unit / 個
Unité / Unidad / Unidad
STERILE

1 Use / 回限り
Utilisation / Breuch /
Monosuso / Uso

In vitro Diagnostic

NURSE / 看護婦
INFIRMIERE / KRANKENSCHWESTER / INFERMIERA / ENFERMERA:
Open; give to patient.
外袋の下部をハサミで切り取り、患者に渡します。
Ouvrir; présenter au patient.
Öffnen; dem Patienten geben.
Aprire; dare al paziente.
Abrir; dar al paciente.

PATIENT / 患者 / PAZIENTE / PACIENTE:
Remove bag.
1. Lift top hinged lid for collection.
2. Close lid after each use.
袋から中身を取り出します。
1. 上部のフタを開けます。
2. 採取後フタを閉めます。
Retirer le sac.
1. Ouvrir couvercle pour prélèvement.
2. Fermer couvercle après usage.
Beutel entnehmen.
1. Zur Entnahme den oberen Deckel aufklappen.
2. Nach jeder Verwendung Deckel schließen.
Togliere la busta.
1. Sollevare il tappo per il prelievo.
2. Richiudere il tappo dopo l'uso.
Retire la bolsa.
1. Levante la tapa para coleccion la muestra.
2. Cierre la tapa despues del uso.

NURSE / 看護婦
INFIRMIERE / KRANKENSCHWESTER / INFERMIERA / ENFERMERA:
After specimen collection, place system and this bag in a transport bag;
send to lab.
検体採取後、容器を輸送用の袋（密封できるもの）に入れ、
検査室に送ります。
Après prélèvement, mettre système et sac dans sac à transport; envoyer au
laboratoire.
Nach Probenentnahme System und Beutel in Transportbeutel hineinlegen und
ins Labor schicken.
Dopo il prelievo, porre sistema e busta in una busta da trasporto; mandare al
laboratorio.
Después de la colección, coloque sistema y bolsa en bolsa de transporte;
envía al laboratorio.

BD
Dickinson
Becton Dickinson Microbiology Systems
Becton Dickinson and Company, Sparks, MD 21152 USA
Becton Dickinson France S.A.
11 - rue Aristide Bergès, 36800 Le Pont de Claix, France

Made in USA
製 人 国 米 米
日 本 有 限 公 司
ダイキンシステム株式会社
〒107 東京都港区赤坂 6-5-26





Laboratory & Imaging Services
of The Medical Center
Part of Central Georgia Health System

Specimen Containers



Urine Drug
Screen



10%
Formalin

Pathology



Serum Pour
off



Urine Cup



Laboratory & Imaging Services
of The Medical Center
Part of Central Georgia Health System

GC/Chlamydia DNA Probe



Female Collection Swab



Male Collection Swab

Viral Culture (Herpes, Chlamydia Culture)





Laboratory & Imaging Services
of The Medical Center
Part of Central Georgia Health System

Culture Collection Swabs



Routine Culture Swab



Nasopharyngeal culture swab



Double swab



Anaerobic Culture Swab

- Fecal Occult Blood Collection



Developer is not provided to client offices



**CENTRAL GEORGIA
DIAGNOSTICS**


Laboratory & Imaging Services
of The Medical Center
Part of Central Georgia Health System

Glass Slide holder

1 Slide




2 Slide



Pap Smear/ Cytology Supplies

Thin Prep Pap Smear



Conventional Pap Smear



- Urine Culture Transport




Dip Uri ID paddle into urine specimen cup. Take care to ensure entire front and back of paddle is dipped completely into urine





Laboratory & Imaging Services
of The Medical Center
Part of Central Georgia Health System

- Blood Cultures





Laboratory & Imaging Services
of The Medical Center
Part of Central Georgia Health System

Stool collection Containers

White Vial- FOB, Diff tox, Rotavirus

Yellow Vial- Ova and Parasites

Orange Vial- Stool Culture

